

Link do produktu: <https://pentagon.pl/kabura-skorzana-do-pistoletu-glock-19-p-6701.html>

Kabura skórzana do pistoletu Glock 19



Cena	88,90 zł
Numer katalogowy	492-004
Kod producenta	3.1508
Kod EAN	5902944117996
Typ materiału	skóra
Kolor	czarny
Producent	NN, Polska
Marka	Guard
Typ kabury	do szelek, na pas
Na stronę	prawą
Szyfrowany zamek	nie
Blokada	tak
Pasuje do	RMG 19, Glock 19

Opis produktu

Przenosząc broń, musisz zadbać o to, aby była odpowiednio zabezpieczona i nie dostała się w ręce innych osób. Odpowiednia kabura do pistoletu pozwoli Ci na stabilne umocowanie przy pasie lub na szelkach. Wybierz właściwy model, czyli taki, który będzie pasował do Twojej broni. **Kabura skórzana Guard** pasuje do **Glock 19** oraz miotacza gazu **RMG-19** marki Kolter. Jej forma utrzymuje pistolet w jednej pozycji i nie pozwala mu się wyslizgnąć, a każdy element skórzany jest odpowiednio wyprofilowany do kształtu broni. Natomiast miękkie wykończenie zapobiega rysowaniu się oksydy zamka i umożliwia płynne wyciąganie broni.

Cechy kabury Guard do Glock 19:

- Wykonana ze skóry licowej konstrukcja dla wysokiej trwałości modelu
- Możliwość przenoszenia zarówno na pasku jak i szelkach do kabur
- Miękkie wykończenie ograniczające wycieranie się oksydy na broni
- Skuteczne zabezpieczenie mechanizmu spustowego broni

Przenosząc pistolet, należy mieć na uwadze wygodę użytkownika i możliwość szybkiego wyciągnięcia go. W różnych sytuacjach sprawdzają się różne formy mocowania. Kabura do Glocka **pozwała na mocowanie jej na pasie oraz do szelek**. Pomagają w tym szlufki i stalowe, niklowane ramki. Szlufki są przygotowane do zawieszenia pistoletu na pasie pod odpowiednim kątem, który sprzyja instynktownemu dobowciu broni.

Klasyczna kabura do pistoletu Glock 19

Od wygodę niemniej istotne jest bezpieczeństwo użytkownika i osób trzecich. Dlatego kabura ogranicza ryzyko zagubienia lub wyszarpięcia broni. Mocne zapięcie zapobiega wypadnięciu pistoletu, a jego umiejscowienie po stronie ciała **uniemożliwia przypadkowe odpięcie**, nie ograniczając przy tym swobody w kontrolowanym korzystaniu. Gruba skóra tłoczona na gorąco za pomocą matryc 1:1 zapewnia mu ściśle dopasowanie.