

Link do produktu: <https://pentagon.pl/noz-skladany-civivi-mini-praxis-c18026c-1-zielony-p-10473.html>

Nóż składany Civivi Mini Praxis C18026C-1 zielony

Cena	159,00 zł
Numer katalogowy	751-002
Kod producenta	C18026C-1
Kod EAN	763416243514
Klips do noszenia	jest
Typ szlif	wklęsły
Typ stali	węglowa - D2
Odporność na stępienie	dobra
Odporność na korozję	średnia
Materiał okładzin	kompozyt - G10
Typ noża	składany
Typ blokady ostrza	Liner Lock
Profil głowni	Drop Point
Producent	Civivi Knives, Chiny
Zastosowanie (przeznaczenie)	EDC
Marka	Civivi
Wspomaganie otwarcia	jest / łóżyskowe
Twardość stali [HRC]	59-61
Typ otwierania	flipper

Opis produktu

Nóż składany Civivi Mini Praxis to mniejsza wersja znanego i uznanego modelu Praxis. Dzięki niewielkim gabarytom oraz połączeniu stali D2, głowni typu drop point, blokady liner lock i wytrzymałej rękojeści z tworzywa, Praxis stanowi doskonałe uzupełnienie zestawu EDC.

Nóż składany Civivi Mini Praxis – dobra stal

Głownię Civivi Elementum Fixed Blade wykonano ze **stali D2**. Wysoka zawartość chromu powoduje większą odporność na korozję. Stal jest przy tym wytrzymała i twarda. Zahartowanie **od 59 do 61 HCR** sprawia, że wolno się ściera.

Nóż składany Civivi Mini Praxis – głownia

Nóż posiada klingę szeroko wykorzystywanego i sprawdzonego typu **Drop Point**. Niewielka grubość krawędzi tnącej w połączeniu z wysokim i wklęsłym szlifem sprawia, że nóż doskonale tnie. Fragment grzbietu klingi pokryto tzw. **upper jimping**, czyli karbowaniem, pozwalającym bezpiecznie oprzeć kciuk. Ułatwia to manipulowanie folderem, zwłaszcza podczas prac wymagających większej precyzji i siły nacisku.

Stonewash

Dzięki wykończeniu **Stonewash** klingę zabarwiono na czarny kolor i pokryto nieregularnymi, drobnymi ryskami, które dobrze maskują kolejne zarysowania, powstające w trakcie normalnego użytkowania noża.

Nóż składany Civivi Mini Praxis – łożyska, flipper i blokada liner lock

Folder wyposażono w **ceramiczne łożyska kulkowe**, wspomagające pracę mechanizmu otwierającego nóż.

Dzięki blokadzie **liner lock** narzędzie jest bezpieczne i godne zaufania. Nóż otwiera się za pomocą flippera. Gdy głownia wyskoczy z rękojeści, tworzy on rodzaj gardy, zabezpieczający dłoń przed ześlizgnięciem się na ostrze.

Nóż składany Civivi Mini Praxis – rękojeść z G10

Rękojeść Civivi Elementum wykonano z zabarwionego na **zielono tworzywa G10**. Ten kompozyt z włókna szklanego i syntetycznej żywicy jest lekki i niepodatny na uszkodzenia mechaniczne. Chropowata faktura okładek sprawia, że nóż dobrze leży nawet w spoconej dłoni. Dzięki **otwartej konstrukcji** (ang. open backed) narzędzie można czyścić i oliwić bez większych problemów.

Civivi Mini Praxis – klips i etui

Producent zadbał także o wygody transport noża, wyposażając go w **obustronny klips**. Skonstruowano go tak, by narzędzie niemal nie wystawało z kieszeni i nie rzucało się w oczy.

Folder można również przenosić w zapinanym na zamek **nylonowym futerale**. Producent pamiętał o ściereczce z mikrofibry, która pomoże wyczyścić narzędzie.